

DIALSOL®

Concentrado líquido para hemodiálisis.



DIALSOL 200-A

Se presenta en garrafa de 5 litros, conteniendo solución ácida. Debe utilizarse para dializar junto con la solución de Bicarbonato serie Dialsol 200-B.

DIALSOL 200-B

Se presenta en garrafa de 9 litros, conteniendo solución de Bicarbonato. Debe utilizarse para dializar junto con la solución ácida Dialsol serie 200-A, correspondiente.

DIALSOL posee una amplia gama de composiciones que permiten al facultativo elegir la fórmula más idónea para cada paciente.

DIALSOL 300-A

Se presenta en garrafa de 5 y 10 litros, conteniendo solución ácida. Debe utilizarse para dializar junto con un cartucho de Bicarbonato en polvo, en monitores adaptados a este sistema.

Presentación:

- Garrafa con caja DIALSOL.
- Garrafa apilable sin caja DIALSOL.

NEFRION